

Ribbond® savienojamie stiegrojuma produkti Oriģinālā lente, Lente-THM, Ribbond Ultra-THM

Saturs:

Lentes sākuma komplekti satur:

Ribbond® salīmējama pastiprināšanas lente un šķēres
Lentes šķēres ir paredzētas tikai lentes šķiedras griešanai.
Šķēres nav paredzētas citiem mērķiem.

Lentes uzpildes komplekti satur:

Ribbond® pārļīmējama stiegrojuma lente

Paziņojums par lietošanu: lente pastiprina zobu sveķus.

Apstrādes prasības: Pirms sveķu uzklāšanas nepieskarieties lentei ar rokām vai lateksa cimdziem. Rokturis Ribbond ar pinceti, knaibles vai kokvilnas cimdziem.

Pēc sveķu uzklāšanas rīkojieties ar lenti tāpat kā ar sveķiem (instrumentus vai pulvera nesaturošus cimdus).

Līmlente uz kompozītmateriālu: Mitrā lente ar nepildītiem līmsveķiem. Iestrādāt lenti nesacietējušā pildītā kompozītmateriālā.

Līmlente ar akrilu: Mitrā lente ar šķidra un pulvera maisījumu. Iestrādāt lenti nesacietējušā akrilā.

Pulēšanas lente: šķiedru pastiprinājumi nepulē. Pārklājiet lenti ar pildītu kompozītmateriālu vai akrilu.

Likvidēšana: Nav īpašu apsvērumu.

Tikai profesionālai lietošanai

Ribbond® savienojamie stiegrojuma produkti

Ražots ASV

US Patent - 9138298 Europe - 2731537

Germany - 6020120439866 - Japan - 特許第5922770号



Ribbond Inc.
1904 Third Ave Suite 330
Seattle, WA 98101 USA
Tel: 206-340-8870, ribbond@ribbond.com
www.ribbond.com



Przedstawiciel na Europę:
Sigma Dental Systems
Heideland 22
D-24976 Handewitt
Germany